




Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Maß in cm
1	Höhe Sitzmechanik	Von Boden bis zum höchsten Punkt der Armlehne messen.	
2	Länge ohne Fußstützen	Falls möglich, Fußstützen abnehmen und Länge bis zum hintersten Punkt messen.	
3	Gesamtlänge	Vom vordersten bis zum hintersten Punkt des Rollstuhls messen.	
4	Gesamthöhe	Von Boden bis Oberkante Griffe messen.	
5	Faltmaß	Rollstuhl vollständig gefaltet von Greifring zu Greifring messen.	
6	Breite geöffnet	Rollstuhl geöffnet von Greifring zu Greifring messen.	

Hinweis: Bei Unsicherheit können zusätzlich Fotos des Rollstuhls mitgeschickt werden, damit wir die Kompatibilität schneller prüfen können.

Angaben zum Rollstuhl

Marke	
Typ	
Abnehmbare Fußstützen	☐ ja ☐ nein
Elektroantrieb	☐ ja ☐ nein Wenn ja, welcher: _____